



## Prothetikteile TCT System für IH und CHC Implantate



### Laboranalog - TCT-N

5211 Labor Analog für TCT-N

### Basishülsen - Ausbrennbar - TCT-N

5217 Ausbrennbare Hülse für TCT-N für Einzelzahn

5218 Ausbrennbare Hülse TCT-N für Brücke

### Abformung - TCT-N

5231 Abformpfosten für TCT-N

6012 Lange Schraube Abformpfosten TCT-N

6092 Befestigungsschraube für TCT-N

### Gingivaformer - TCT-N

5236 Gingivaformmer 4 mm

5237 Gingivaformmer 6 mm

### Schraubendreher- TCT-N - 1,5 mm (für gerade TCT - N Aufbauten)

4058 Insert TCT Ratsche 1,5 mm, kurz

4059 Insert TCT Ratsche 1,5 mm

4059 Handschraubendreher 1,5 mm TCT kurz

4060 Handschraubendreher 1,5 mm TCT



**Digitale  
Versorgung  
möglich!**



### Gerade Aufbauten - TCT-N (IH Implantate)

5221 TCT-N 0,5mm Basishöhe

5222 TCT-N 1,5 mm Basishöhe

5223 TCT-N 2,5 mm Basishöhe

5252 TCT-N 3,5 mm Basishöhe

Hierfür benötigen Sie die 1,5 mm Schraubendreher

### Gewinkelte Aufbauten- TCT-N (IH Implantate)

5432 TCT-N 1,5 mmH 17°

5433 TCT-N 2,5 mmH 17°

5434 TCT-N 3,5 mmH 17°

5437 TCT-N 1,5 mmH 30°

5438 TCT-N 2,5 mmH 30°

5439 TCT-N 3,5 mmH 30°

Hierfür benötigen Sie die 1,25 mm Schraubendreher

### Gerade Aufbauten - TCT-N (CHC Implantate)

5242 TCT-N 0,75mm Basishöhe CHC

5243 TCT-N 1,5 mm Basishöhe CHC

5244 TCT-N 2,5 mm Basishöhe CHC

5245 TCT-N 3,5 mm Basishöhe CHC

Hierfür benötigen Sie die 1,5 mm Schraubendreher

### Gewinkelte Aufbauten- TCT-N (CHC Implantate)

7482 TCT-N 1,5 mmH 17° CHC

7483 TCT-N 2,5 mmH 17° CHC

7484 TCT-N 3,5 mmH 17° CHC

7487 TCT-N 1,5 mmH 30° CHC

7488 TCT-N 2,5 mmH 30° CHC

7489 TCT-N 3,5 mmH 30° CHC

Hierfür benötigen Sie die 1,25 mm Schraubendreher

Das TCT-N System für IH und CHC Implantate ist in der prothetischen Plattform gleich. Abformpfosten und andere Teile sind kompatibel.