



Dies sind die Lokatorabutments für IH Implantate (SPIral, ICE, DFI, NEO ab 3,75 mm)



Dies sind die Lokatorabutments für CHC Implantate (Nice und Neo mit 3,2 mm und 3,5 mm Durchmesser)

**Schraubendreher**

- 4052 1,25 mm Handschraubendreher
- 4053 1,25 mm Handschraubendreher kurz
- 4055 Insert 1,25 mm für 30 Ncm Ratsche
- 4056 Insert 1,25 mm, kurz, für 30 Ncm Ratsche
- 4061 Insert 1,25 mm lang für 30 Ncm Ratsche
- 4165 Inbusschlüssel 1,25 mm für Winkelstück
- 4572 Drehmomentratsche variabel, 10-45 Ncm



**Retentionskappen (für alle Systeme gleich)**

- 4875 Locator Nylonkappenkompletzset
- 4876 Locator Nylonkappen violett 4 Stück
- 4877 Locator Nylonkappen weiß 4 Stück
- 4878 Locator Nylonkappen pink 4 Stück
- 4879 Locator Nylonkappen gelb 4 Stück



**Laborzubehör (für alle Systeme gleich)**

- 4882 Locator Verarbeitungs Platzhalter 4 Stück
- 4884 Locator Abformkappen 4 Stück
- 4885 Locator Analog 4 Stück
- 4886 Locaterkappen Einbringhilfe ATI
- 4887 LocaterExtractions Werkzeug AET

**AlphaLoc IH System (nur Lokator)**

- 4859 Locator Abutment 0,5 mm Höhe
- 4860 Locator Abutment 1 mm Höhe
- 4861 Locator Abutment 2 mm Höhe
- 4862 Locator Abutment 3 mm Höhe
- 4863 Locator Abutment 4 mm Höhe

Wir empfehlen nur Lokatorabutments bis 4 mm Höhe, ansonsten sollten sie eine Gingivaexcision in Erwägung ziehen.

**AlphaLoc IH System (Lokator und Retentionskappen)**

- 4867 Locator Kit 0,5 mm Höhe
- 4868 Locator Kit 1 mm Höhe
- 4869 Locator Kit 2 mm Höhe
- 4870 Locator Kit 3 mm Höhe
- 4871 Locator Kit 4 mm Höhe



**AlphaLoc IH System für Unibase (für Winkelkorrektur)**

- 5308 AlphaUniBase 17° 1,5 mm
- 5309 AlphaUniBase 17° 2,5 mm
- 5312 AlphaUniBase 30° 1,5 mm
- 5313 AlphaUniBase 30° 2,5 mm
- 5314 blaue Schraube UniBase
- 5315 Laborschraube Unibase
- 4880 Alpha Locator UniCover 2 mm



**AlphaLoc CHC System (nur Lokator)**

- 7430 CHC Locator Abutment 0,5 mm Höhe
- 7431 CHC Locator Abutment 1 mm Höhe
- 7432 CHC Locator Abutment 2 mm Höhe
- 7433 CHC Locator Abutment 3 mm Höhe
- 7434 CHC Locator Abutment 4 mm Höhe

**AlphaLoc CHC System (Lokator und Retentionskappen)**

- 7470 CHC Locator Kit 0,5 mm Höhe
- 7471 CHC Locator Kit 1 mm Höhe
- 7472 CHC Locator Kit 2 mm Höhe
- 7473 CHC Locator Kit 3 mm Höhe
- 7474 CHC Locator Kit 4 mm Höhe

