



Bestellblatt Digitale Versorgungsungen



IH (2,5 mm Innensechskant) System

5001	Scan Body 7 mm - Intraoral und Labor		
4995	Analog für gedruckte Modelle		
5024	Titanbasis Einzelzahn		
5025	Titanbasis Brückenverband		
5005	Titanbasis Einzelzahn abgeschrägt		
4951	Titanbasis Einzelzahn mit 2,5 mm Stufe		
4952	Titanbasis Brücke mit 2,5 mm Stufe		
5007	Titanbasis breit Einzelzahn		
5008	Titanbasis breit Brücke		

IH für CEREC und inLAB

4980	Titanbasis Einzelzahn Sirona		
4984	Sirona CAD/CAM Scan Post		

IH Teile für PreFace Halter

4988	PreFaceAbutment klein		
4989	PreFaceAbutment groß		

Organizer Box

870-076	Mini Organizer Box Scanbody		
---------	-----------------------------	--	--



CHC (Konus und 2,1 mm Innensechskant) System

5002	Scan Body CHC - Intraoral und Labor		
4996	Analog für gedruckte Modelle CHC		
5026	Titankleebasis Einzelzahn CHC		
5027	Titankleebasis Brücke CHC		
5006	Titanbasis CHC Einzelzahn abgeschrägt		
4953	Kleebasis Single CHC mit 2,5 mm Stufe		
4954	Kleebasis CHC Brücke mit 2,5 mm Stufe		



CHC für CEREC und inLAB

4982	Titanbasis Sirona CHC		
4985	Sirona Scan Post CHC		

CHC Teile für PreFace Halter

4990	PreFaceAbutment CHC		
------	---------------------	--	--

TCT-N System (kompatibel mit ICH und CHC)

5003	Scan Body TCT-N		
5028	Titanbasis EinzelzahnTCT-N		
5029	Titanbasis Brücke TCT-N		



Bei IH-Verbindung werden die Sekundärteile mit **maximal 35 Ncm** befestigt.

Bei CHC-Verbindung werden die Sekundärteile mit **maximal 20 Ncm** befestigt